Povrchově aktivní látky, v našem případě etylalkohol, způsobují snížení povrchového napětí. Závislost povrchového napětí vodného roztoku etylalkoholu lze měřit odtrhávací metodou. Drátek délky l je vytahován z kapaliny silou F. Je-li drátek dostatečně tenký, platí [?]

$$2F = 2\sigma l. \tag{1}$$

Pomocí torzních vah změříme sílu  $P_0$ , působící v okamžiku odtržení drátku. Síla  $P_0$  je v tomto případě rovna 2F a platí  $\cite{P}$ 

$$\sigma = \frac{P_0}{2I}.\tag{2}$$

Sílu  $P_0$  určíme jako rozdíl síly  $P_1$ , potřebné k vyvážení rámečku těsně pod hladinou kapaliny, a síly  $P_2$ , působící v momentu odtržení drátku od hladiny. Při výpočtech využijeme přesnějšího vztahu s korekcí na tloušťku použitého drátku [?]:

$$\sigma = \frac{P_2 - P_1}{2l} - r \left( \sqrt{\frac{(P_2 - P_1)\rho g}{l}} - \frac{P_2 - P_1}{l^2} \right). \tag{3}$$

## Statistické vyhodnocení

Průměrná hodnota naměřených veličin při n měřeních je počítána podle vzorce aritmetického průměru [?]

$$\overline{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i.$$

Statistická chyba  $\sigma_{stat}$  aritmetického průměru se získá ze vztahu [?]

$$\sigma_{stat} = \frac{\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2}}{\sqrt{n}}.$$

Absolutní chyba je potom získána z  $\sigma_{stat}$  a chyby měřidla  $\sigma_{\text{měř}}$  jako [?]

$$\sigma_{abs} = \sqrt{\sigma_{m\check{e}\check{r}}^2 + \sigma_{stat}^2}$$

Chyba výpočtů se řídí zákonem přenosu chyb [?], lineární regrese podle metody nejmenších čtverců [?].

## Pomůcky

Posuvné měřidlo, pásové měřidlo, drát, kladka, zrcátko, stupnice, dalekohled, závaží, břity, kovové trámky, objektivový mikrometr